

Produktinformationen

Steckdosenleiste MED4ZPA2

Die Steckdosenleiste MED4 gewährleistet eine sichere Versorgung von medizinisch elektrischen Verbrauchern. Das Gehäuse der Powerline medica ist aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium gefertigt, somit ist eine einfache und hygienische Reinigung möglich. Die Abdeckhaube kann nur mit einem Werkzeug geöffnet werden, dadurch wird eine Änderung der Systemkonfiguration und das unabsichtliche Herausziehen eines Steckers verhindert. Zuleitungen in verschiedenen Längen und in unterschiedlichen Farben ermöglichen ein optimales Handling im jeweiligen Einsatzbereich. Der Einsatz der Steckdosenleiste ermöglicht die Erstellung von medizinisch elektrischen Systemen nach DIN EN 60601-1-1.

Technische Eigenschaften:

- Schutzkontakt-Steckdosen DIN 49440, Steckrichtung: 90°
- Abstand der Steckplätze beträgt 60 mm
- Schutzhaube zum Schutz vor unbeabsichtigtem Stecken/Lösen von Verbindungen
- Material: Einsätze: Polypropylen, schwarz, Profil: hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Belastbarkeit: 250 V~ / 16 A
- Länge: 482mm
- Zuleitung: H05VV-F3G 1,5 mm²
- Verfügbare Länge Zuleitung: 3m
- 2-pol. Absicherung (Type: T6,3AH)
- 4 Anschlussbuchsen für zusätzlichen Potenzialausgleich



Optionales Zubehör:

Dichtkappe zum Schutz gegen unbefugtes Einstecken von Verbrauchern



Entriegelung Werkzeug zum Öffnen und Verriegeln



Universal Befestigungs-Set Klemmbereich bis 40 mm
Bestehend aus: Halteklammer, Adapterschiene und Befestigungsmaterial

